

DO M

mobilné odsávacie zariadenie
 ssak jezdny
 мобильный дентальный отсасыватель

- je určená pre potreby stomatologickej praxe k odsávaniu, odlúčeniu a zachyteniu odpadu do vstavanej separačnej nádoby
- jest wykorzystywany w gabinetach stomatologicznych. Odsysa nieczystości rozdzielając je od powietrza w pojemniku separującym.
- Предназначено для отсоса, сепарации и улавливания отходов во встроенную сепараторную емкость во время стоматологических процедур.



Technické údaje Parametry techniczne Технические параметры	⚡/Hz	→ ⚡ (max)	⚡ (max)	S1-S3	🔊	📦 kg	📏 mm
	V/Hz	lit.min ⁻¹	kPa	S1-S3	dB [A]	kg	mm
DO M	230/50(60) 110/60	1100	12	S1-100%	≤ 48	36	565x350x860

Zmena technických parametrov vyhradená.
 Zmiana parametrów technicznych zastrzeżona.
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.